
Création et recherche

Dédiée au dosage de haute précision, la vanne Dosalab couplée à une balance analytique garanti une précision de ± 1 milligramme (0,001 g) à la cadence de 120 pesées par heure.

La possibilité d'intégrer un réservoir au Dosalab supprime les problèmes de tuyauterie liés à l'acheminement du liquide vers la tête de dosage. Chaque substance peut ainsi être conservée hermétiquement sous une atmosphère inerte si nécessaire. Entièrement poli, l'intérieur du réservoir permet un nettoyage aisé. Un filtre amovible disposé en amont permet d'éviter l'obstruction de la tête de dosage.